

Informatie over:

# Infusor (draagbare infuuspomp)

## **Wat is een infusor®?**

Een infusor® is een draagbare infuuspomp die uw medicatie geleidelijk en op de juiste snelheid toedient. Deze gedoseerde toediening zorgt voor een optimale werking van de chemotherapie en beperkt de bijwerkingen ervan. De infusor® is bestemd voor langdurige infusies variërend van 12 uur tot 7 dagen.

De infusor® wordt aangesloten aan een picc-lijn. Binnenin de infusor® zit een ballonnetje gevuld met cytostatica. Bij het starten is het reservoir gevuld met medicatie afhankelijk van de voorgeschreven dosis door uw behandelend arts. Doordat het ballonnetje geleidelijk aan samentrekt, loopt de vloeistof door de infuuslijn in het lichaam.

Het is belangrijk om het reservoir te controleren door dit te wegen met een keukenweegschaal (nagaan of gewicht vermindert) of met een stift te markeren zodat u kan zien of het infuuspompje zich leegt. De infusor® is bestemd voor éénmalig gebruik.

## **Voordelen van een infusor®**

- U kunt deze kleine pomp gemakkelijk onder uw kleding dragen.
- De infusor® beperkt u weinig in het gewone dagelijkse leven.
- Het aantal ziekenhuisopnames kan op deze manier worden beperkt.

## **Aandachtspunten bij het dragen van een infusor®**

Bij de infusor® zit een draagtasje dat u rond uw middel kunt bevestigen en waarin u de infusor® kunt opbergen. Hij past ook in een binnenzak of grote broekzak. Om te voorkomen dat u met de infuuslijnen ergens aan blijft hangen kan de lengte van de infuuslijnen worden aangepast door deze op te rollen rond de infusor®. De infuuslijnen moeten goed gefixeerd zijn.

Het is noodzakelijk om klemmen, infuuslijnen en het legen van het reservoir regelmatig te controleren. De beste temperatuur voor het toedienen is lichaamstemperatuur. Vermijd grote temperatuurverschillen door felle zon of vrieskou.

Douchen of baden wordt afgeraden omdat het beter is dat de pleister, infuuslijnen en infusor® niet nat worden. De inloepsnelheid wordt ook beïnvloed door de zwaartekracht, probeer daarom ook het hoogteverschil constant te houden. Draag de infusor® overdag rond uw middel of in uw broekzak. Leg hem 's nachts naast u in bed of onder uw hoofdkussen en liever niet op het nachtkastje of op de grond.

## **Mogelijke problemen bij het gebruik van een infusor®**

- De klemmen staan niet open waardoor de inhoud niet wordt gelegeerd: klemmen weer openzetten.
- Bloed in de infuuslijn waardoor de infuuslijn en de picc-lijn kunnen verstopen: contact opnemen met het ziekenhuis.
- Lekkage door loszittende aansluiting: klemmen dichtzetten en onmiddellijk contact opnemen met het ziekenhuis.

Informatie over:

# Infusor (draagbare infuuspomp)

- Pijn, branderig gevoel, natte vlek op kleding of huid: ijszak op de huid leggen en onmiddellijk contact opnemen met het ziekenhuis.

## **Gevaren bij het dragen van een infusor®**

- De inhoud van de infusor® is een cytostaticum en kan zeer agressief zijn bij contact met de huid, ogen of slijmvliezen. Het vrijkomen van medicatie door lekkage, of het loskomen van infuuslijnen of connectiestukken kan ernstige gevolgen hebben. Daarom is het bij het vrijkomen van medicatie belangrijk om onmiddellijk contact op te nemen met het ziekenhuis.
- Gebruik steeds wegwerphandschoenen.
- Spoel de huid overvloedig met water.
- Eventuele oppervlakken en kleding die bevuild zijn met cytostatica overvloedig spoelen met koud water. Textiel kan na het spoelen gewoon gewassen worden.

## **Afsluiten van een infusor®**

- Wanneer het reservoir leeg is, kan dit in het ziekenhuis of door de wijkverpleegkundige worden afgesloten.
- De picc-lijn wordt gespoeld met natriumchloride en er wordt een heparineslot aangebracht.
- Het afval wordt via speciale containers verwijderd. Indien de wijkverpleegkundige de infusor® afsluit kan het afval in een plastic zak worden verzameld en de plastic zak dichtgeknoopt. Het afval kan dan bij de volgende behandeling worden meegebracht. De infusor® wordt éénmalig gebruikt en wordt na gebruik dus steeds weggegooid.

## **Tot slot**

Als u na het lezen van deze folder nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met uw behandelend arts of met de verpleegkundige van de afdeling.

## **Belangrijke telefoonnummers**

- Algemeen nummer ziekenhuis:  
020 – 755 7000
- Dagverpleging:  
020 – 755 6629
- Verpleegkundig specialist oncologie:  
020 – 755 7035